



直感的で使い易く能率的

〈検査時間を短縮する〉

- ◆ スマートかつフレキシブルなユーザーインターフェイスが好みのワークフローへフィットします
- ◆ 参照値、ユーザー設定、スタンディリスト、刺激コントロールやレポートテンプレートはカスタマイズ可能です
- ◆ プロトコル ライセンシングで必要なテストプロトコルのみ選択できます

NCS+



Combined NCS Test:

複数のテストを同一画面に表示し検査時間を大幅に短縮
(Ex. MCV + SNC + F wave)

EMG



Live Value:

表示された原波形を参照データと比較しグリーンやレッド
にハイライト

Evoked Potential



Live Test Edit:

パラメータ、プロトコルやチャンネルカウントが直感的かつ
簡単に調整可能

Motor Unit Number Index



MUNE-MPS:

最適なMUNIXのため異なる刺激サイトの平均SMUP値と最大
CMAP値を比較



1 ~ 12 CH アンプ (1 CH単位で選択可)
最大 100KHzサンプリング / 24bit レゾリューション

- NCS+ NCS, Combined NCS, RNS, BLINK, MEP 等
- EMG+ EMG, MULTI-CHANNEL EMG, EMG GUIDANCE, SFEMG 等
- EP SEP, AEP, VEP, Pattern Reversal 等
- Others MUNIX, P300, Tremor 等

